

Phonak Lyric™

Das einzige 100% unsichtbare
Hörgerät mit einzigartigem,
natürlichen Klang.



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Lyric

bietet

Hörgeräteträgern

das, was sie

sich am meisten

wünschen

- 100% unsichtbar
- Klare, natürliche Klangqualität
- Uneingeschränkte Freiheit

Wie Lyric funktioniert




Außenohr

3


Gehörgang

- 1 Lyric ist das einzige Hörgerät, das tief im Gehörgang eingesetzt wird. Dadurch ist es von außen zu **100% unsichtbar**.
- 2 Lyric bietet ein **natürlicheres Hörerlebnis**, weil der Klang analog verarbeitet wird.
- 3 Lyric nutzt die natürliche Anatomie des Ohres, um Geräusche zu lokalisieren.



Mit Lyric uneingeschränkte Freiheit genießen

Bietet mehr Freiheit als
jedes andere Hörgerät.



Tragen eines Helms



Sportaktivitäten



Tragen von Kopfhörern



Schlafen



Duschen



Rund um die Uhr



Geräusche lokalisieren können


gut hören

Lyric ist ein Meisterwerk der Miniaturisierung

Magnetschalter



Hybride Flexschaltung



Mikrofon



Medialer Anschlusschutz



Analoger Chip



Hörer



Lateraler Anschlusschutz

Batterie



Rückholfäden



Verkapselung



Biokompatible Weichschaumhauben



Lyric ist nicht nur extrem klein, sondern auch so konzipiert, dass es rund um die Uhr bequem im Ohr getragen werden kann. Das Hörgerät wurde im kalifornischen Silicon Valley in den USA entwickelt und mit **Schweizer Ingenieurskunst** perfektioniert. Lyric ist ein kleines technisches Meisterwerk.

Lyric ist mehr
als ein Hörgerät.
Es schenkt Ihnen
Lebensqualität
rund um die Uhr.

In vier Schritten besser hören und das Leben genießen

1. Individueller Hörtest

Ihr Hörakustiker testet Ihr Gehör und prüft, ob Lyric für Ihren Gehörgang geeignet ist.

2. Auswahl des passenden Hörgeräts

Abhängig vom Grad des Hörverlusts und von der Größe des Gehörgangs wählt der Hörakustiker das passende Lyric-Modell aus. Anschließend wird es passgenau in den Gehörgang eingesetzt.


3. Lyric 30 Tage lang unverbindlich probetragen

Sie können Lyric einen Monat lang probetragen. Sie gehen damit keinerlei Verpflichtung ein. Nach Ablauf der Probephase können Sie entscheiden, ob Sie weiterhin alle Vorteile von Lyric genießen wollen.

4. Lyric rund um die Uhr tragen und das Leben genießen

Sobald Sie Lyric-Kunde sind, wird Ihr Hörgerät regelmäßig aktualisiert und ausgetauscht.

Glück ist ein Hörgerät namens Lyric



Originalgröße

Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

www.phonak.com